

Procédures de prélèvement et d'acheminement, étape par étape :

Ces procédures ne sont possibles que du lundi au jeudi

1. Remplissez le formulaire de recueil **fourni avec le tube**. Le code barre du formulaire de recueil doit correspondre à celui qui est collé sur le tube fourni avec ce formulaire. Assurez-vous que le code du formulaire de recueil et celui du tube sont les mêmes.
2. Pour le prélèvement sanguin, utilisez le tube fourni
 - Remplissez complètement le tube (4 mL)
 - Remuez le tube 8 à 10 fois
 - Conservez le tube dans le réfrigérateur avec le formulaire correspondant (2-8°C) dans l'heure qui suit le prélèvement.
3. **Contactez le transporteur TNT au 0805 08 00 41 (sélectionnez l'option 2) pour organiser la récupération du (des) prélèvement(s) sanguin(s)**
 - Récupération des prélèvements sanguins par le transporteur TNT : du lundi au jeudi, dans les 24h suivant le prélèvement. La récupération des prélèvements sanguins par le transporteur TNT n'est pas possible le vendredi : assurez-vous qu'un prélèvement sanguin effectué le jeudi sera bien récupéré par le transporteur le jeudi.
 - Appelez le transporteur TNT pour fixer l'heure de récupération des prélèvements sanguins
 - Appeler avant 19:00 pour un ramassage avant 20:00.
 - Toutes les informations nécessaires pour TNT sont sur les documents TNT fournis dans chaque boîte de kit de prélèvement. Précisez dès le début que le transport sera pris en charge par le destinataire sous le numéro de compte (« Receive Account Number » : 2005606) mentionné sur le « TNT Collection Manifest »
 - Notez qu'il est possible d'organiser en avance les rendez-vous de récupération des prélèvements sanguins par TNT.
4. **Préparation des envois**
 - Placez le tube dans le container en plastique Vacuette[®]. (Notez que si vous prélevez plus d'un patient par jour, vous pouvez placer jusqu'à 12 tubes dans le même container Vacuette[®]. Mettre le container Vacuette[®] et le (les) formulaire(s) de recueil correspondant(s) - 1 par tube - dans la boîte prévue pour l'envoi.
 - Collez l'étiquette "TNT" (disponible dans l'enveloppe en plastique) sur le dessus de la boîte d'envoi.
 - Dated et signez les 2 exemplaires du « TNT Collection Manifest ». Conservez-en un exemplaire pour votre dossier.
5. **Remettre la boîte d'envoi et les documents au transporteur TNT**
Vous recevrez les résultats dans les 3 semaines suivant la réception du (des) prélèvement(s) sanguin(s) par Unilabs.

Pour commander de nouveaux kits de prélèvement ou si vous souhaitez des informations complémentaires :
vous pouvez consulter le site Internet : www.stratifyjcv.com

Pour toutes questions :

- appelez le N° vert gratuit : **0805 08 00 41**
- vous pouvez également nous joindre par e-mail :
pour des questions d'ordre technique : helpdesk@unilabs.com
pour des questions d'ordre médical : medical.france@biogenidec.com

A noter:

- Lorsque vous prélevez vos patients, vous devez les informer que vous allez envoyer leur prélèvement sanguin à Unilabs, un laboratoire au situé au Danemark, afin qu'il réalise l'analyse. Ces examens ne sont pas à la charge du patient, dans la limite d'un test par année calendaire. Dans le cas où vous souhaiteriez plus d'un test pour un même patient dans la même année calendaire, vous devez l'informer et recueillir son consentement, avant d'envoyer son prélèvement sanguin à Unilabs pour une nouvelle analyse. Cette seconde analyse sera à la charge du patient. Concernant le coût de cette 2^{ème} analyse, contactez Unilabs.
- Après réception du prélèvement sanguin, Unilabs traitera les données de façon confidentielle. Le prélèvement sera conservé par Unilabs pendant une période d'un mois, au-delà de laquelle Unilabs se réserve le droit de le détruire sans autre notification.

Faire une photocopie de la page 1 de ce document (consentement signé du patient autorisant la transmission du résultat à la base de données Tysedmus) et la conserver dans le dossier médical du patient.